





شرکت پل ایده آل پارس  
www.medpip.com

گارو فیکس وین

لغزش رگ در حین نمونه‌گیری و یا تزریق از متداول‌ترین مشکلاتی است که افسراد کادر پزشکی با آن مواجه می‌شوند. گارو فیکس وین P.I.P. به گونه‌ای طراحی شده است که رگ را در حین خون‌گیری و یا تزریق ثابت نگه می‌دارد و از لغزش آن جلوگیری می‌نماید. به دلیل انحنای موجود در ساختار این گارو، رگ بسته نمی‌شود و سیستم انعقادی مانند موارد استفاده از گاروهای معمول فعال نمی‌گردد. در نتیجه، بستن گارو فیکس وین بر روی نتیجه‌ی تست‌های انعقادی تأثیر تعیین‌کننده‌ای نمی‌گذارد و علاوه بر این ناحیه نمونه‌گیری بسته شده کمترین میزان اسیدوز را پیدا می‌کند. گارو فیکس وین P.I.P. دارای قفل می‌باشد و تنها با فشردن یک دکمه باز می‌شود. بدنه و قفل گارو فیکس وین از POM و ABS ساخته شده است و دارای دوام و کیفیت بالایی می‌باشند. نوارکشی این گارو لطیف، سازگار با پوست و فاقد لاتکس است و پوست فرد در هنگام باز و بسته نمودن در زیر آن جمع نمی‌شود.



تهران، خیابان استاد مطهری، بعد از خیابان مفتوح،  
خیابان جهانتاب، خیابان نقدی، پلاک ۱۲، طبقه اول  
تلفن: ۹-۸۸۵۴۵۹۲۲ فکس: ۸۸۷۶۷۱۵۹ و ۸۸۷۶۵۵۶۱  
کدپستی: ۱۵۷۶۶۳۵۷۱۴ صندوق پستی: ۹۴۸۳ - ۱۵۸۷۵

Call No: 92087



www.medpip.com  
info@medpip.com