

فایل لام، فایل بلوک، فایل تیشوکاست

سازماندهی و بایگانی انواع نمونه

در واحدهای پاتولوژی بیمارستانها و بخشهای مختلف آزمایشگاهها، به دلیل اهمیت ویژه‌ای برخوردار می‌باشد. با توجه به ضرورت و حساسیت بازیابی نمونه‌ها، نیاز به بررسی و یا تهیه مجدد یک لام از یک بلوک بافت خاص، سازماندهی، می‌باشند. فایل‌های P.I.P. دارای ویژگی‌های ذیل می‌باشند.

- مقاوم در برابر رطوبت در مقایسه با نمونه‌های فلزی
- عدم پوسیدگی و کپک‌زدن در مقایسه با نمونه‌های چوبی
- وزن کم در مقایسه با مدل‌های فلزی
- ظرفیت بالای کشوها به همراه شماره‌گذاری، جهت تسهیل بازیابی نمونه‌ها
- امکان قراردادی تعداد زیادی از فایل‌ها بر روی هم
- عدم وجود لبه‌های تیز و خطر جراحت
- سهولت و نرمی حرکت کشوها
- تولید شده از ABS



فایل لام

- نگهداری و بایگانی ایمن لام‌های ۷۶×۲۶ میلی‌متری
- عدم آسیب به لام‌ها (به دلیل وجود شیارهای منظم)

ابعاد خارجی (mm)	ظرفیت	ایران کد
۵۱۰×۴۵۸×۱۳۰	لام ۱۲۰۰	۲۱۳۱۸۴۰۰۸۰۷۵۰۰۱۰

فایل بلوک

- نگهداری و بایگانی انواع بلوک‌های بافت

ابعاد خارجی (mm)	ظرفیت	ایران کد
۵۱۰×۴۵۸×۱۳۰	*۵۰۰ بلوک بافت	۲۱۳۱۸۴۰۰۸۰۷۵۰۰۰۸

* این تعداد برای بلوک‌های بافت با ضخامت ۱/۵ سانتی‌متر می‌باشد.



فایل تیشوکاست

- نگهداری و بایگانی تیشوکاست‌های استاندارد

ابعاد خارجی (mm)	ظرفیت	ایران کد
۵۱۰×۴۵۸×۱۳۰	۱۵۱۲ تیشوکاست	۲۱۳۱۸۴۰۰۸۰۷۵۰۰۰۹



ترالی حمل فایل

- سازماندهی و حمل آسان فایل‌های P.I.P.
- ساخته شده از فلز با پوشش رنگ
- دارای چرخ به منظور تسهیل جابه‌جایی
- چرخ‌های ترمزدار برای جلوی ترالی

ابعاد (mm)	ظرفیت	ایران کد
۵۵۰×۴۵۰×۱۱۵۰	۳ یا ۵ عدد فایل	۲۱۳۴۴۲۰۰۸۰۷۵۰۰۰۱

